

S.C. CLINI-LAB S.R.L

RO-540342, Tîrgu-Mureş, str. Rodnei nr. 15, tel: 0265-218.784, fax:0265-218.407
RO-010917, Bucureşti, str. C-tin Bălăcescu nr. 5, tel: 021 - 313.93.55, fax: 021 - 313.93.54
web: www.clinilab.ro, email: office@clinilab.ro

SISTEME DE RECOLTARE

produse Greiner Bio-One, Austria

CATEGORIE	COD	DENUMIRE	CONȚINUT
Sisteme de recoltare VACUETTE®			
SER	454092	VACUETTE® Serum Clot Activator, 4 mL, PREMIUM	50
	456092	VACUETTE® Serum Clot Activator, 6 mL, PREMIUM	50
	454236	VACUETTE® Serum Clot Activator, 2 mL	50
	455092	VACUETTE® Serum Clot Activator, 9 mL	50
	456071	VACUETTE® Serum Gel Clot Activator, 5 mL, PREMIUM	50
	455071	VACUETTE® Serum Gel Clot Activator, 8 mL, PREMIUM	50
EDTA	454034	VACUETTE® K3EDTA, 1 mL, PREMIUM	50
	454087	VACUETTE® K3EDTA, 2 mL, PREMIUM	50
	454086	VACUETTE® K3EDTA, 3 mL, PREMIUM	50
	454036	VACUETTE® K3EDTA, 4 mL, PREMIUM	50
	454039	VACUETTE® K3EDTA, 4.5 mL, PREMIUM	50
	456036	VACUETTE® K3EDTA, 6 mL, PREMIUM	50
	454217	VACUETTE® K3EDTA, 3 mL	50
	455036	VACUETTE® K3EDTA, 9 mL	50
	COAGULARE	454321	VACUETTE® sodium citrate 3.2%, 2 mL, PREMIUM
454325		VACUETTE® sodium citrate 3.2%, 3 mL, PREMIUM	50
454322		VACUETTE® sodium citrate 3.2%, 2 mL	50
454332		VACUETTE® sodium citrate 3.2%, 3.5 mL	50
454381		VACUETTE® sodium citrate 3.8%, 2 mL, PREMIUM	50
VSH	SISTEM MANUAL		
	Sistem deschis - timp de citire 60 minute		
	454073	VACUETTE® ESR sodium citrate 3.2%, 2 mL, PREMIUM	50
	727111	Pipete VSH cu adaptor, gradate, 200 mm, pentru 454073	200
	836072	Suport VSH fără gradații pentru 454073	1
	Sistem închis - timp de citire 30 minute		
	729093	VACUETTE® ESR sodium citrate 3.2%, 1.6 mL, sticlă	50
	836077	Suport VSH gradat pentru 729093	1
	Sistem închis - timp de citire 60 minute		
	729090	VACUETTE® ESR sodium citrate 3.2%, 2.9 mL, sticlă	50
	836075	Suport VSH gradat pentru 729090	1
	SISTEM AUTOMAT		
	Analizoare		
	836580	SRS 100/II Sed Rate Screener 100/II cu imprimantă integrată	1

	836587	SRS 20/II Sed Rate Screener 20/II cu imprimantă integr	1
	836592	SRT 10/II Sed Rate Timer 10/II	1
	Accesorii		
	836582	Imprimantă termică pentru SRT 10/II,SRS 20/II și SRS	1
	836283	Cititor de cod de bare pentru SRS 20/II și SRS 100/II	1
	836585	Hârtie termică	1
	836577	VACUETTE® Multi - Mixer pentru tuburi VACUETTE®	1
	836578	Grile pentru VACUETTE® Multi - Mixer cu 20 poziții și tuburi VACUETTE® de 9 mm	1
VSH	836579	Grile pentru VACUETTE® Multi - Mixer cu 20 poziții și tuburi VACUETTE® de 13 mm	1
	Tuburi		
	729093	VACUETTE® ESR sodium citrate 3.2%, 1.6 mL, sticlă	50
	Controale		
	PRD-ESRQC	Control pentru VSH N + P	1
HEPARINĂ	454089	VACUETTE® Lithium Heparin, 2 mL, PREMIUM	50
	454082	VACUETTE® Lithium Heparin, 3 mL, PREMIUM	50
	454049	VACUETTE® Lithium Heparin, 4.5 mL, PREMIUM	50
	456084	VACUETTE® Lithium Heparin, 6 mL, PREMIUM	50
	454029	VACUETTE® Lithium Heparin, 4 mL	50
	455084	VACUETTE® Lithium Heparin, 9 mL	50
	456051	VACUETTE® Sodium Heparin, 6 mL	50
GLICEMIE	454062	VACUETTE® FX sodium fluoride, 4 mL, PREMIUM	50
	454085	VACUETTE® FE sodium fluorid K3EDTA , 2 mL, PREMIUM	50
SET RECOLTARE	450059	Set recoltare, tub 10 cm, ac 21G x 3/4"	50
	450153	Set recoltare, tub 19 cm, ac 21G x 3/4"	50
	450155	Set recoltare, tub 19 cm, ac 231G x 3/4"	50
	450066	Set recoltare + adaptor Luer, tub 19 cm, ac 21G x 3/4"	50
	450089	Set recoltare + adaptor Luer, tub 19 cm, ac 23G x 3/4"	50
	450084	Set recoltare + adaptor Luer, tub 10 cm, ac 23G x 3/4"	50
	450082	Set recoltare + adaptor Luer, tub 19 cm, ac 23G x 3/4"	50
ACE	450071	Ac VACUETTE®, negru, 22G x 1"	100
	450072	Ac VACUETTE®, verde, 21G x 1"	100
	450073	Ac VACUETTE®, galben, 20G x 1"	100
	450075	Ac VACUETTE®, negru, 22G x 1 1/2"	100
	450076	Ac VACUETTE®, verde, 21G x 1 1/2"	100
	450077	Ac VACUETTE®, galben, 20G x 1 1/2"	100
	450040	Ac VACUETTE® VISIO PLUS, verde, 21G x 1 1/2"	2000
LANCETE	450427	Safety Lancet 1 mm Roz	200
	450428	Safety Lancet 1,5 mm Verde	200
	450429	Safety Lancet 2 mm Albastru	200
	Sisteme de recoltare capilară MiniCollect®		
TUBURI	450471	MiniCollect® Serum, 0.5 mL cu pâlnie de ghidare	100
	450475	MiniCollect® K3EDTA, 0.5 mL cu pâlnie de ghidare	100
	450476	MiniCollect® K3EDTA, 0.25 mL cu pâlnie de ghidare	100
	450447	MiniCollect® sodium citrate 3.2%, 0.5 mL cu pâlnie de ghidare	100
	450409	MiniCollect® sodium citrate 3.8%, 1 mL cu pâlnie de ghidare	100

ACCESORII	450434	Capilare pentru tuburi cu EDTA, 80 µl	100
	450436	Capilare pentru tuburi cu Heparină, 80 µl	100

Accesorii

DIVERSE	450070	Adaptor Luer VACUETTE®, 20G	100
	450201	Holder tub standard (model scurt)	10
	450212	Holder cu eliberare rapidă	10
	450230	Holder VACUETTE® QUICKSHIELD	50
	450263	Holder HOLDEX®, unică folosință	1
	840050	Garou VACUETTE® (latex free)	1
	840051	Garou VACUETTE® pentru copii (latex free)	1