

S.C. CLINI-LAB S.R.L

RO-540342, Tîrgu-Mureş, str. Rodnei nr. 15, tel: 0265-218.784, fax:0265-218.407
RO-010917, Bucureşti, str. C-tin Bălăcescu nr. 5, tel: 021 - 313.93.55, fax: 021 - 313.93.54
web: www.clinilab.ro, email: office@clinilab.ro

SISTEME PENTRU IDENTIFICARE ŞI ANTIBIOGRAMĂ/ANTIFUNGIGRAMĂ

Produse ELITech

COD	DENUMIRE	DESCRIERE	CONȚINUT	
DIAGNOSTICUL MICOPLASMELOR UROGENITALE (M. hominis și U. urealyticum)				
00036	MYCOFAST® <i>EvolutioN</i> 3	Medii de transport și creștere gata de utilizare și galerii pentru detectarea, enumerarea, identificarea și testarea susceptibilității la 7 antibiotice (6 dintre ele în două concentrații diferite)	25 teste	
00042	MYCOFAST® Screening <i>EvolutioN</i> 3	Medii de transport și creștere gata de utilizare pentru screening și galerii pentru enumerarea, identificarea și testarea susceptibilității la 7 antibiotice (6 dintre ele în două concentrații diferite)	35 teste + ABG	12
00025	MYCOSCREEN® <i>PLUS</i>	Microplăci divizibile (4 teste/microplacă) pentru detectarea și diferențierea micoplasmelor urogenitale pe baza metabolizării ureei și argininei	32 teste	
00014	SEROLOGY	Galerii pentru detectarea cantitativă a anticorpilor anti <i>Ureaplasma urealyticum</i> și <i>Mycoplasma hominis</i> ; 1 test/galerie	14 teste	
00900	MYCOPLASMA CONTROL	Tulpini de control Mycoplasma/Ureaplasma	6 teste	
DIAGNOSTICUL INFECȚIILOR TRACTULUI URINAR				
22221	URICHROM® II	Mediu cromogen turnat în plăci pentru izolarea, enumerarea și identificarea directă a micro-organismelor din urină	20 teste	
22296	URIFAST® <i>Twin</i> 1C V2	Mediu M4H și galerii pentru testarea rapidă (4-5 h) a susceptibilității enterobacteriaceelor urinare la 9 antibiotice (standard CA-SFM) într-o singură concentrație; 2 teste/galerie	50 teste	
22214	URIFAST® ABG® V2	Mediu M4H și galerii pentru testarea rapidă (4-5 h) a susceptibilității enterobacteriaceelor urinare la 11 antibiotice (standard CA-SFM); (8 dintre ele în două concentrații diferite); 1 test/galerie	50 teste	
DIAGNOSTICUL INFECȚIILOR MICOTICE				
44328	ELIchrom FUNGI	Mediu și galerii ELIchrom FUNGI pentru identificarea principalelor levuri patogene (36 de specii); 1 test/galerie	25 teste	
44329	ELIchrom FUNGI Codebook	Ghid pentru identificarea levurilor patogene cu ajutorul galeriilor ELIchrom FUNGI	1 buc.	

44211	CANDICHROM II	Mediu cromogen turnat în plăci pentru izolarea, enumerarea și identificarea directă a fungilor patogene <i>Candida albicans</i> .	20 teste
44212	CANDICHROM II Pack 4 x 180 mL	Mediu și supliment pentru izolarea selectivă și identificarea rapidă, directă a fungilor patogene <i>Candida albicans</i> .	48 teste
44030	CANDIFAST®	Reactivi și galerii CANDIFAST pentru identificarea levurilor și testarea rezistenței la 7 antifungice într-o singură concentrație; 1 test /galerie	30 teste
44130	CANDIFAST® Es Twin	Medii și galerii CANDIFAST pentru testarea rezistenței la 7 antifungice într-o singură concentrație); 2 teste/galerie	30 teste
44430	FUNGIFAST®	Medii și galerii FUNGIFAST pentru identificarea levurilor (10 specii) și testarea susceptibilității la 5 antifungice (4 dintre ele în două concentrații diferite); 1 test/galerie	30 teste
44412	FUNGIFAST® AFG	Medii și galerii FUNGIFAST AFG pentru testarea susceptibilității la 5 antifungice la diferite concentrații; 1 test/galerie	12 teste
44500	ELITex Bicolor <i>albidubli</i>	Test latex de aglutinare pe lamă pentru identificarea tulpinilor de <i>Candida</i> (grup <i>C. albicans</i> / <i>C. dubliniensis</i>), direct din colonii izolate	60 teste
44501	ELITex Bicolor <i>albidubli</i>	Test latex de aglutinare pe lamă pentru identificarea tulpinilor de <i>Candida</i> (grup <i>C. albicans</i> / <i>C. dubliniensis</i>), direct din colonii izolate	360 teste
44502	ELITex Bicolor <i>dubliniensis</i>	Test de aglutinare pe lamă pentru identificarea rapidă a speciei <i>Candida dubliniensis</i> , direct din colonii izolate	100 teste
44504	ELITex <i>krusei</i>	Test latex de aglutinare pe lamă pentru identificarea speciei <i>Candida krusei</i> , direct din colonii izolate	30 teste
44506	ELIchrom <i>glabrata</i>	Test rapid pentru identificarea speciei <i>Candida glabrata</i>	40 teste
44600	ELI.H.A. <i>Candida</i>	Microplăci pentru determinarea cantitativă a anticorpilor anti- <i>Candida albicans</i> prin metoda hemaglutinării indirecte	120 teste
DIAGNOSTICUL INFECȚIILOR STAFILOCOCICE			
22711	ELITex Staph	Test de aglutinare pe lamă pentru identificarea rapidă a <i>Staphylococcus aureus</i> (inclusiv MRSA) din culturi primare	60 teste
22712	ELITex Staph	Test de aglutinare pe lamă pentru identificarea rapidă a <i>Staphylococcus aureus</i> (inclusiv MRSA)	160 teste
22800	ELIchrom Coryne	Mediu și galerii ELIchrom Coryne pentru identificarea bacteriilor Coryneforme.	12 teste
22801	ELIchrom Coryne Code Book (1 CD-ROM)	Ghid pentru identificarea levurilor patogene cu ajutorul galeriilor ELIchrom Coryne	1 buc.
DIAGNOSTICUL INFECȚIILOR STREPTOCOCICE			
04125	ASO-BAR	Microplăci pentru determinarea semi-cantitativă a anticorpilor anti-streptolizina O	12 teste
04905	COMPLEMENT ASO-BAR	Soluție eritrocitară 2%	16 teste
04135	DOR-BAR	Microplăci pentru determinarea semi-cantitativă a anticorpilor anti-streptodornază B	12 teste
PARAZITOLOGIE: Serologie & Identificare			

66600	ELI.H.A. <i>Schistosoma</i>	Microplăci pentru pentru determinarea cantitativă a anticorpilor anti- <i>S. mansoni</i> , <i>S. haematobium</i> și <i>S. intercalatum</i> prin metoda hemaglutinării indirecte	120 teste
66602	ELI.H.A. <i>Amoeba</i>	Microplăci pentru pentru determinarea cantitativă a anticorpilor anti- <i>Entamoeba histolytica</i> prin metoda hemaglutinării indirecte	120 teste
66608	ELITex Bicolor <i>Amoeba</i>	Test latex de aglutinare pe lamă pentru detectarea anticorpilor anti- <i>Entamoeba histolytica</i>	25 teste
ACCESORII			
22204	Presto ABG®	Dispozitiv pentru standardizarea inoculului bacterian	400 teste